



My special care

ANALISI STRUMENTALE

TERMOGRAFIA A CONTATTO




Termografia a contatto

La termografia a contatto si basa sull'impiego di lastre a cristalli liquidi microincapsulati, che hanno la proprietà di cambiare colore al variare della temperatura. Appoggiando queste lastre sul corpo, è possibile rilevare la temperatura cutanea (che riflette ciò che accade nei tessuti sottostanti) e pertanto evidenziare tramite immagini a colori la condizione termo-vascolare della zona in esame. La PEFS (panniculopatia edemato-fibrosclerotica) comunemente conosciuta con il termine CELLULITE, interessa non solo le cellule adipose ma anche il tessuto interstiziale ed i più piccoli vasi sanguigni.

I vantaggi della Termografia a contatto

- La termografia a contatto consente di evidenziare i primi segni della **PEFS** (cellulite), non ancora visibili o rilevabili manualmente, per intervenire con trattamenti preventivi.
- Classificare lo stadio di **PEFS**, per aiutare il professionista a selezionare il tipo di trattamento più indicato per ogni cliente.
- Dimostrare alla cliente, con oggettività, la necessità di sottoporsi al trattamento **PEFS**.
- Far verificare alla cliente la funzionalità del trattamento e dei cosmetici e programmare i controlli.
- Il test termografico è di semplice esecuzione, innocuo, indolore e ripetibile.



Prima dei
trattamenti



Dopo i
trattamenti



My special care

Centri:

Sede operativa 1:

via Umberto 1° 115/cd - 35020 **Casalserugo** (PD)
tel. **049 8741215** - fax 049 8749518

Orari: lun: 14.00 / 20.00 - Mart - Sab: 9.00 / 20.00

Sede operativa 2:

via N. Tommaseo 96/a - 35131 **Padova** (PD)
tel. **049 7808507** - fax 049 8085302

Orari: lun: 9.00 / 20.00 - Mart - Sab: 9.00 / 14.00

